

<p>DONNÉES DU CLIENT</p> <p>Nom d'entreprise :</p> <p>Nom du contact :</p> <p>Tél : E-mail :</p>	<p>CAS / RÉF. PATIENT :</p>
---	------------------------------------

Les modèles doivent toujours être envoyés avec analogues et fausse gencive.

IMPLANTS

NOMBRE	SYSTÈME IMPLANTAIRE	PLATE-FORME

TYPE DE STRUCTURE

BARRE STANDARD

- Dolder profil y MACRO MICRO
- Dolder profil U MACRO MICRO
- Preci-Horix
- Rond 1,8 1,9 2,2 de diamètre
- Trapèze #degrés.....

- EXTENSION:mm (7 mm maximum)
- Suivre la gencive : mm de distance
- Type d'attachement : NOMBRE :
- Fournir avec cavalier Dolder Macro Pallax Titane Or
- Ne pas fournir les vis

BARRE INDIVIDUALISÉE

- Angulation :
- Suivre la gencive : mm de distance
- Type d'attachement : NOMBRE :
- Ne pas fournir les vis

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

.....

.....

WRAP AROUND / WRAP ON



Les conditions de garantie standard s'appliquent, voir www.proscan.be.

- Proscan ne peut donner aucune garantie quant aux produits livrés.
- Nom du contact :
- date: / /

PILIER

- ANATOMIQUE** : épaisseur de porcelaine : mm
- SCELLÉ** : distance aux dents adjacentes :mm
- Matériau : Ti
- Zr (teinte.....)
- CoCr fraisé
- PILIER LOCATOR INDIVIDUALISÉ**
- NOMBRE :

BRIDGE TRANSVISSÉ

(wax-up de diagnostic à fournir ou pré-modeler)

- ANATOMIQUE** :
- épaisseur de porcelaine : mm
- Matériau : Ti
- Zr (teinte.....)
- CoCr fraisé

COURONNES ET BRIDGES SCÉLLÉS

- Nombre d'éléments :
- Matériau : Zr (teinte.....)
- CoCr fritté ou CoCr fraisé
- Ti fritté ou Ti fraisé

CROQUIS/NOTE